# Versuch 406 - Beugung am Spalt TU Dortmund, Fakultät Physik

Anfänger-Praktikum

Jan Adam

Dimitrios Skodras

jan.adam@tu-dortmund.de

 ${\it dimitrios.s} \\ {\it kodras} \\ @{\it tu-dortmund.de}$ 

30.Oktober 2012

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Theorie  2.1 Mathematische Beziehungen - Einfachspalt	5
3	Durchführung	6
4	Auswertung4.1 Einfachspalt feste Breite4.2 Einfachspalt variable Breite4.3 Doppelspalt4.4 Verwendung des Mikroskops	7 13
5	Diskussion	13

## 1 Einleitung

Wenn physikalische Wellen, wie Wasserwellen, Schall oder Licht auf ein Hindernis mit einem Spalt treffen, dessen Durchmesser klein gegen die Wellenlänge ist, tritt das Phänomen der Beugung auf (auch Diffraktion genannt). Man wird dabei zwar dem tatsächlichen Charakter elektromagnetischer Wellen nicht gerecht, doch durch Mittelung über eine Großzahl von Photonen, ist das klassische Wellenmodell geeignet. Die Beugung von Licht wird im Zuge des Experiments an einem Einfachspalt fester Breite, einem Einfachspalt variabler Breite, sowie an einem Doppelspalt betrachtet.

## 2 Theorie

Die Fresnelsche Beugung beschreibt den Fall, bei dem sowohl Lichtquelle als auch Abbildungsschirm im Endlichen liegen und daher die Wellen, die in P interferieren, mit unterschiedlichen Winkeln  $\phi_1$  und  $\phi_2$  gebeugt werden. Da das mathematisch komplexere Beschreibungen erfordert, ist die Fraunhofersche Betrachtung leichter in der Handhabung. Hier wird sowohl das ein- als auch das ausfallende Licht als parallel angesehen und die Überlagerung durch eine hypothetische Sammellinse ermöglicht. Das parallele Lichtbündel wird hierbei durch die Verwendung eines Lasers ermöglicht. Zur Verhinderung von Kugelwellen und damit zur Beschränkung der Dimension, ist es notwendig, dass die Spaltbreite b klein gegen seine Länge ist.




Abbildung 1: Fresnelsche und Fraunhofersche Beugung

Voraussetzung zur Erklärung der Intereferenzmuster ist das huygens-fresnelsche Prinzip. Es besagt, dass jeder Punkt einer Wellenfront Ausgangspunkt einer neuen Welle ist.

Durch Superposition, oder eben Interferenz, der Elementarwellen entsteht die neue Wellenfront.

## 2.1 Mathematische Beziehungen - Einfachspalt

Eine ebene Welle falle in parallel zu  $\vec{e}_z$  auf den Spalt ein. Pro Längeneinheit der Wellenfront habe sie eine Feldstärke, ausgedrückt durch

$$A(z,t) = A_0 \exp[i(\omega t - kz)], \quad \text{mit} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}. \tag{1}$$

Da die am Spalt entstehenden Wellen, die in Punkt Q miteinander interferieren, nicht alle denselben Gangunterschied  $\Delta s$  haben, sind die Winkel, unter denen sie dort auftreffen, ebenfalls unterschiedlich.

$$\delta = \frac{2\pi\Delta s}{\lambda} = \frac{2\pi x \sin(\phi)}{\lambda}.$$
 (2)

Da die Feldstärke  $B(z,t,\phi)$  aus der Integration über sämtliche Feldstärken  $A(z,t,\delta)$  (1) mit genannten Phasendifferenzen (2) entlang der Spaltenbreite von 0 bis b hervorgeht, ergibt sich unter noch hinzugezogener Eulerschen Formel folgender Ausdruck:

$$B(z,t,\phi) = A_0 \int_0^b exp[i(\omega t - kx + \delta)]$$
$$= A_0 exp\left[i\left(\omega t - \frac{2\pi z}{\lambda} + \eta\right)\right] \cdot \frac{\lambda \sin(\eta)}{\pi \sin(\phi)}, \quad \text{mit} \quad \eta = \frac{\pi b \sin(\phi)}{\lambda}.$$

Das löst zwar das Problem, aber für die experimentelle Überprüfung genügen die letzten beiden Anteile, sodass sich verkürzt ergibt

$$B(\phi) = A_0 b \frac{\sin(\eta)}{\eta}.$$
 (3)

Diese Funktion ist achsensymmetrisch an der y-Achse und hat Nulldurchgänge bei  $\sin(\phi_n) = \pm \frac{\lambda}{b}$  mit  $n \in \mathbb{N}$ . Aufgrund der hohen Frequenz von Licht mit einer Größenordnung von  $10^{14}$  Hz, ist eine direkte Messung nicht möglich und daher weicht man auf die zeitlich gemittelte Intensität  $I(\phi)$  aus

$$I(\phi) \propto B(\phi)^2 = A_0^2 b^2 \left(\frac{\lambda \sin(\eta)}{\pi b \sin(\phi)}\right)^2.$$

I hat nun dort Minima, wo B Nulldurchgänge hat. Die Werte der Maxima nehmen in etwa quadratisch mit dem Beugungswinkel ab.

#### 2.2 Mathematische Beziehungen - Doppelspalt

Das Beugungsverhalten am Doppelspalt gestaltet sich wie die Überlagerung zweier Einfachspalte der Spaltenbreite b und einem Abstand s zueinander.




Abbildung 2: Beugung am Doppelspalt

Die Intesitätsverteilung am Doppelspalt ergibt sich aus der Intensitätsverteilung des Einzelspaltes und einer cos<sup>2</sup>-Verteilung zu

$$I(\phi) \propto B(\phi)^2 = 4\cos^2\left(\frac{\pi s \sin(\eta)}{\lambda}\right) \cdot \left(\frac{\sin(\eta)}{\eta}\right)^2.$$

Zusätzliche Minima aus der  $\cos^2$ -Verteilung entstehen an den Stellen  $\phi(n)=\lambda\arcsin(\frac{2n+1}{2s})$  mit  $n\in\mathbb{N}_0$ 

## 2.3 Fraunhofersche Beugung und Fourier-Transformation

Durch eine Fouriertransformation der Funktion aus (1) kann man als  $B(\phi)$  ansehen. Allgemein hat eine fouriertransformierte Funktion f(x) folgendes Aussehen:

$$g(\xi) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{ix\xi}dx,$$
(4)

mit

$$f(x) = \begin{cases} A_0, & 0 \le x \le b \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$

Nach wiederholter Anwendung der Eulerschen Formel, sowie der Definition von  $\xi = \frac{2\pi \sin(\phi)}{\lambda} = \frac{2\eta}{b}$  finden wir die Übereinstimmung zwischen (3) und (4). Damit ist

gezeigt, dass das huygenssche-fresnelsche Prinzip durch die Fouriertransformation mathematisch beschrieben wird. Der Phasenfaktor  $e^{ix\xi}$  beschreibt gerade die Phasendifferenz, einer Welle, die von x ausgeht bezüglich der in x=0 emitierten Welle.

## 3 Durchführung

Mit einem Helium-Neon-Laser mit einer Wellenlänge von  $\lambda=633$  nm werden verschiedene Spaltbilder bestrahlt. Auf der Abbildung rechts vom Spalt ist in einer Entfernung von  $L\approx 100$  cm ein zur optischen Achse senkrecht verschiebbarer Detektor aufgebaut. Mit der Photodiode darin lässt sich das Beugungsbild aufnehmen.




Abbildung 3: Versuchsaufbau

## 4 Auswertung

Die Messdaten werden in einer Tabelle aufgetragen und mit dem Grafikprogramm gnuplot ausgewertet. In den folgenden Grafiken finden sich alle Messpunkte und eine, an die Spaltparameter angepasste, Kurve, die den theoretischen Verlauf der Messwerte darstellen soll. Die Spaltparameter wurden aus den Messwerten errechnet, indem die Kurve so angepasst wurde, dass sie die kleinstmögliche Abweichung zu den Messwerten hat.

Gemessen wurde die Beugungsfigur an insgesamt 50 Messpunkten im Abstand von 0,5 mm ausgehend vom Nullpunkt entlang der positiven x-Achse. Die Punkte auf der linken

Seite sind die an der y-Achse gespiegelten Messwerte, die dazu dienen, dass man die Beugungsfiguren besser erkennen kann.




Abbildung 4: Einfachspalt gefittet

#### 4.1 Einfachspalt feste Breite

Beim Einfachspalt mit fester Breite ergab die Auswertung einen idealen Wert von 0,138772 mm für die Spaltbreite b. Abbildung 4 und Abbildung 6 zeigen die Messwerte und die entsprechend geplotteten Funktionen. Abbildung 6 zeigt dabei einen kleineren Ausschnitt, der die Extrema höherer Ordnung besser auflöst.

Bei der Wahl von 0,15 mm für b ergab sich eine Kurve wie in Abbildung 5 und Abbildung 7 dargestellt.

#### 4.2 Einfachspalt variable Breite

Beim Einfachspalt mit variabler Spaltbreite errechnete das Programm einen Wert von 0,09394 mm für die Spaltbreite b. Abbildung 8 und Abbildung 10 zeigen die Messwerte und die entsprechend geplotteten Funktionen. Abbildung 10 zeigt dabei wieder eine Vergrößerung der Extrema höherer Ordnung.

Bei der Wahl von 0.08 mm für b ergab sich eine Kurve wie in Abbildung 9 und Abbildung 11 dargestellt.




Abbildung 5: Einfachspalt eigene Parameter




Abbildung 6: Einfachspalt gefittet kleinerer Ausschnitt




Abbildung 7: Einfachspalt eigene Parameter kleinerer Ausschnitt




Abbildung 8: Variabler Einfachspalt gefittet




Abbildung 9: Variabler Einfachspalt eigene Parameter




Abbildung 10: Variabler Einfachspalt gefittet kleinerer Ausschnitt




Abbildung 11: Variabler Einfachspalt eigene Parameter kleinerer Ausschnitt




Abbildung 12: Doppelspalt gefittet




Abbildung 13: Doppelspalt Messwerte mit Linien




Abbildung 14: Doppelspalt gefittet kleinerer Ausschnitt

## 4.3 Doppelspalt

Abbildung 12 bis 14 zeigt die Beugungsfigur des Doppelspaltes bei einer Spaltbreite von , wobei in Abbildung 13 nur die Messwerte durch linien verbunden aufgetragen sind und die anderen beiden Abbildungen wieder eine Gesamtaufnahme und eine Vergrößerung der Daten mit Theoriekurve beinhalten.

## 4.4 Verwendung des Mikroskops

Um das Mikroskop zur Ausmessung der Spaltbreite verwenden zu können, muss dieses zuvor geeicht werden. Im Okular ist ein Raster eingelassen, wodurch Objektgrößen in Rastereinheiten vermessen werden können. Da die Rastereinheiten jedoch je nach Vergrößerung anderen Abständen auf dem Präparat entsprechen, wird mit einer kleinen Millimeterskala die Größe der Einheiten in der aktuellen Zoomstufe bestimmt.

Als Eichwert ergab sich, dass eine Länge von 10 Längeneinheiten [LE] eine Länge von 3,52 mm entspricht.

Bei einer Spaltbreite von  $0,46\pm0,1$  LE ergibt dies durch Verwendung des Dreisatzes eine Spaltbreite von  $0,16192\pm0.0352$  mm

Die gemessene Spaltbreite passt sehr gut zu der vom Hersteller angegebenen Breite von  $0.16~\mathrm{mm}$ .

## 5 Diskussion

Wie zu erkennen ist, weichen die Theoriekurven teils signifikant von den Messwerten ab. Dies ist in erster Linie auf Messungenauigkeiten zurückzuführen. Da der Raum nicht vollständig verdunkelt war, beinhalten alle Messwerte einen Dunkelstrom in der Größenordnung von 0,01 nA. Dieser ist zwar verschwindend gering, aber zusätzlich haben externe Lichtquellen die Messungen unregelmäßig beeinflusst, so dass die Theoriekurve nicht vollständig an die Messwerte anliegen kann. Die Abweichungen sind jedoch erst im Bereich der Extrema höherer Ordnung entsprechend groß, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Photodiode auf so kleinen Skalen nicht mehr genau genug arbeitet.

Zusätzlich darf davon ausgegangen werden, dass gnuplot zwar die geringste Abweichung in y-Richtung bestimmt, diese jedoch aufgrund der doch relativ wenigen Messpunkte nicht unbedingt die Ergebnisse widerspiegelt. Insbesondere bei den Maxima höherer Ordnung weichen die gefitteten Kurven sehr stark von den Messwerten ab, was daran liegt, dass gnuplot offenbar mit absoluten Abweichungen rechnet und diese sind bei den Maxima höherer Ordnung natürlich deutlich geringer. Daher wird die Funktion eher am ersten Hauptmaximum angelegt, von dem aber nur relativ wenige Messpunkte vorliegen. Wenn man die starke Steigung der Kurve am ersten Maximum betrachtet, wäre es günstiger gewesen, dort Messwerte mit einer größeren Dichte aufzunehmen.

Betrachtet man die Extrema höherer Ordnung und variiert den Wert von b so, dass die Extrema nun übereinander liegen, so ergeben sich für den festen und den variablen Einzelspalt neue Spaltbreiten von 0,153 mm bzw. 0,08 mm, wodurch die Kurven zwar

etwas stärker vom ersten Maximum abweichen, aber qualitativ deutlich besser zum Beugungsbild passen. Da die Intensitätsmessung relativ ungenau ausgefallen ist, erscheint es sinnvoller, sich eher an dem Winkel der Maxima zu orientieren, als am Fehler deren Intensität. Denn die Position kann auch bei ungenauerer Amplitude immer noch sehr genau gemessen werden. Deshalb sind die selbstgewählten Werte die repräsentativen.

Im Falle des festen Spaltes passen diese auch viel besser zum tatsächlichen Wert von 0,16 mm. Der selbstgewählte Wert weicht hier um 4,375% vom tatsächlichen ab, während der gefittete Wert eine Abweichung von 13,2675% aufweist.

Die Kurve des Doppelspalts zeigen eine starke Abweichung von den Messwerten. Während die Messwerte wieder ein zentrales Maximum und danach weiter stark ausgeprägte Maxima anzeigt, sieht die Fitfunktion wie beim Einzelspalt aus. Auch bei den Maxima höherer Ordnung gibt es starke Abweichungen, die nur darauf zurückführbar sein können, dass im Bereich um das erste Maximum zu wenig Messwerte aufgenommen wurden. Selbst mit bloßem Auge ist kein Muster im Verlauf der Messwerte erkennbar, erst wenn alle Punkte durch Linien miteinander verbunden werden, kann man sich davon überzeugen, dass das charakteristische Doppelspaltbild vermessen wurde.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Messung mit dem Mikroskop deutlich einfacher und auch aussagekräftiger ist, als die Methode der Beugungsbildanalyse, da die Theoriekurve der errechneten Werte doch sehr stark von den Messpunkten abweicht. Da die selbstgewählten Werte keine Sicherheit durch irgendwelche Auswertungen haben, sind auch diese nicht ausreichend gesichert. Würde die Fitfunktion mit einer relativen Abweichung arbeiten, wären die gefitteten Werte jedoch möglicherweise brauchbarer.

Vorausgesetzt, dass dann in etwa die selben Werte herauskommen würden, wie die selbst nach Augenmaß bestimmten, würden beide Methoden in etwa gleich gute Ergebnisse erzielen.

Beide Methoden sind jedoch deutlich Fehlerbehaftet, da die Messung derart schwacher Lichtsignale schwierig ist, und das Raster im Mikroskop viel zu grob ist, um genaue Werte zu erhalten.

blabla